

FORMATION ABTest Card®

(1) (2) (3) (4)



DIAGAST


SOMMAIRE

❑ Technologie

- Haem-Trap[®] Technology

❑ Présentation du dispositif

- ABTest Card[®] (1) (2) (3) (4)
- Protocole en images




TECHNOLOGIE



DIAGAST

Principe : Haem-Trap[®] Technology

Zone réactive ABTest Card[®]
Membrane contenant des anticorps
immobilisés




Si les globules rouges portent
l'antigène correspondant à
l'anticorps ils seront retenus
dans la membrane

ROUGE = réaction positive



Principe : Haem-Trap[®] Technology

Zone réactive ABTest Card[®]
Membrane contenant des anticorps
immobilisés



Si les globules rouges **ne portent pas** l'antigène correspondant à l'anticorps ils traversent la membrane

**VERT/TRANSLUCIDE =
réaction négative**




Comparaison des deux techniques

Agglutination


Zone de mélange globule rouge + anticorps Anti-A puis chaloupage



Les globules rouges et les anticorps anti-A s'agglutinent




Interprétation de l'agglutination



Haem-Trap[®]

Zone réactive ABTest card
Contenant des anticorps immobilisés




Les globules rouges de groupe correspondant à l'anticorps immobilisé sont retenus sur la membrane

Les globules rouges négatifs **ne sont pas** retenus par les anticorps immobilisés sur la membrane



Principe : Haem-Trap[®] Technology



Lecture du résultat
colorimétrique

ROUGE = réaction positive

VERT/TRANSLUCIDE =
réaction négative

Présentation du dispositif

ABTest Card® (1) (2) (3) (4)

Réactif Anti-A

Dépôt de sang patient

Réactif Anti-B

Résultat et Interprétation

Informations patient/poche

Informations IDE

ABTest Card® DIAGAST

	Anti-A	
	Anti-B	

1 **2** **3** **4** Pos. Neg.

Remplir/Fill/Vollfüllen

ABODIAG - F33650 MARTILLAC

Reaction / Ergebnis <input type="checkbox"/> + / - <input type="checkbox"/> - / +	Transfusion / Transfundieren Oui/Yes/Ja <input checked="" type="checkbox"/> Non/No/Nein <input type="checkbox"/>
Nom et Prénom / Surname and Name / Name und Vorname: <i>Lepic Eva</i>	Poche n° / Unit Nr / Kons.-Nr.: <i>6913 415086 0</i>
Nom de naissance / Birth name / Mädchenname: <i>Vivier</i>	
Date de Naissance / Date of Birth / Geb. Dat.: <i>22/08/90</i>	<i>0 98034715086 0</i>
Opérateur / Operator / Anwender Nom / Name <i>Dupont</i>	Heure/Hour/Uhrzeit <i>18h</i>
Date / Datum <i>21/02/2013</i>	Signature / Unterschrift

ABODIAG F-33650 MARTILLAC Information: www.diagast.com

Lot: 1061301 2014-06

Dépôt de sang culot

Protocole simplifié


Conclusion du CULM

Etiquette détachable et autocollante

Date de péremption
Numéro de lot
Numéro unique



Composition du coffret :



1 x ABTest Card®



1 flacon de solution de lavage



1 x pique-doigt



1 x perce-tubulure

Mode opératoire avant le démarrage du test

- S'assurer de l'intégrité du sachet avant de commencer le test
- Ouvrir le sachet et vérifier le contenu. Vérifier que tous les éléments nécessaires au test soient présents dans le sachet
- Regarder la notice et la lire
- Contrôler l'identité du patient et les références du Concentré de Globules Rouges

Protocole

1. IDENTIFICATION



Indiquer les informations du receveur et du culot sur la carte dans les emplacements prévus à cet effet

Protocole

2. HYDRATATION



**Déposer 1 goutte de solution de lavage
dans chaque puits**

3. PRELEVEMENT & DEPOT DU SANG DU RECEVEUR



A l'aide du pique-doigt, prélever une goutte de sang du doigt du patient. Mettre en contact le doigt du patient dans les zones Anti-A et Anti-B destinées au receveur

Protocole

DEPOT DU SANG DU CULOT




Bien homogénéiser la tubulure



A l'aide du perce-tubulure, déposer le sang de la tubulure dans les zones Anti-A et Anti-B destinées au sang du culot et attendre que le sang soit entièrement absorbé par la membrane

Protocole


4. LAVAGE



**Recouvrir jusqu'au premier niveau tous les puits avec la solution de lavage et attendre l'absorption complète dans la membrane.
Si nécessaire renouveler l'opération.**

Protocole

5. LECTURE ET INTERPRETATION DES RESULTATS





Rouge = POSITIF

Vert / Translucide = NEGATIF



« Pour un même réactif (même couleur) toute réaction positive avec le culot à transfuser et négative avec le receveur interdit la transfusion »

6. CONCLUSION

Reaction / Ergebnis <input type="checkbox"/> - +/- <input type="checkbox"/> + <input checked="" type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> +		Transfusion / Transfundieren Oui/Yes/Ja Non/No/Nein <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> O	
Nom et Prénom / Surname and Name / Name und Vorname: <i>Lepic Eva</i>		Poche n° / Unit Nr / Kons.-Nr: <i>6913 415086 0</i>	
Nom de naissance / Birth name / Mädchenname: <i>Vivier</i>		 <i>6913 415086 0</i>	
Date de Naissance / Date of Birth / Geb. Dat.: <i>22/08/90</i>			
Opérateur / Operator / Anwender Nom / Name <i>Dupont</i>		Heure/Hour/Uhrzeit <i>18h</i>	
Date / Datum <i>2/02/2013</i>		Signature / Unterschrift 	
ABODIAG F-33650 MARTILLAC		Information: www.diagast.com	

Lot 1061301 2014-06

L'étiquette est détachable et autocollante afin d'assurer une traçabilité maximale.

Précautions




- ❑ *Hydratation :*
 - Bien hydrater les zones réactives, jusqu'à ce que leurs couleurs respectives soient lavées.
 - Ne pas hésiter à réhydrater la zone réactive dédiée au culot juste avant le dépôt de la goutte de la tubulure dans le cas où le dépôt du sang du doigt du patient a pris du temps.
 - Attendre la pénétration complète de la solution de lavage avant le dépôt du sang.

- ❑ *Dépôt du sang :*
 - La tubulure doit être bien **homogénéisée** afin que les globules rouges en suspension soient correctement répartis dans le sérum.

- ❑ *Lavage :*
 - Il est impératif que le sang déposé soit complètement absorbé avant de laver la zone réactive.
 - En cas de doute ou de traces sur le résultat négatif, un second lavage est recommandé.



Mentions légales

- (1)  ABODiag (Bordeaux)
- (2) Distributeur: DIAGAST (Loos)
- (3) Dispositifs Médicaux de Diagnostic In Vitro
- (4) Lire attentivement les instructions figurant dans les notices d'utilisation